

PBS缓冲液(干粉, PH=7.2-7.4)

产品信息

产品名称 (Name)	产品货号 (Cat)	规格(Size)
PBS缓冲液(干粉, PH=7.2-7.4)	PN0031-2L	2L

产品简介

本产品PBS缓冲液(干粉), 即Phosphate Buffered Saline (PBS, Powder), 每包可配制成2 L PBS缓冲液。本产品粉末细腻, 溶解迅速, 方便使用。配制成溶液后可应用于ELISA、Western Blot (WB) 免疫印迹、免疫组化、免疫荧光等免疫相关实验过程中所需的漂洗以及封闭液配制等, 可根据具体实验要求加入所需浓度的去垢剂(如吐温20等)。碱性磷酸酶AP标记体系相关实验, 请选择TBS缓冲液, 避免PBS对碱性磷酸酶的影响。本产品主要组分为10 mM 磷酸钠, 150 mM NaCl, pH7.2-7.4@25°C。

存储与运输

常温运输, 置于阴凉处密封干燥保存, 有效期24个月

使用方法

将本品充分溶解于2L的纯水, 即可使用

注意事项

1. 本产品溶解充分后, 请尽快使用完。
2. 操作时请穿戴实验服, 并佩戴一次性手套。

本产品仅供科研使用, 不用于临床诊断!

(产品包装升级中, 请以实物为准)

